

Guidon de transfert RotaStand

Codes :

Reference: AA8818

**Description :**

Le Guidon de transfert Rota Stand est utilisé pour le transfert d'une position assise à une autre

Pour les transferts d'une position assise à une autre

Coussinet rembourré pour tibia

La pédale de frein sécurise le plateau rotatif

Les roues permettent de déplacer le guidon jusqu'au patient

Poignée ajustable en hauteur

Haut. Réglable mini-maxi : (Poignée) 79 à 130cm poids :

15kg poids maximum : 160kg