

# Surmatelas Dynadjust 90 x 200 x 21

## Codes :

Reference: 826557



## Description :

Surmatelas à air à basses pressions alternées.  
4 modes thérapeutiques, cycles dynamiques : 10 minutes.  
Réglage automatique et instantané grâce à sa fonction Auto-Ajust.  
Alarmes visuelles et sonores.  
Norton < 14 : escarres stade 3.  
Cellules amovibles.  
Housse amovible.

Le SURMATELAS DYNADJUST est constitué de 18 cellules d'air interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur placées sur une base en mousse de 8 cm assurant la présence d'un support statique pour le confort et la sécurité. Possibilité de décharge talons sur les trois avant-dernières cellules. Le surmatelas air est relié à un compresseur automatique qui insuffle de l'air filtré, à une pression de gonflage déterminée par le compresseur selon la morphologie du patient. Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 réseaux gonflés alternativement soit un sur deux. Cycle d'alternance : 12 minutes. L'ensemble est protégé par une housse intégrale amovible imperméable aux liquides et respirante. La pompe est équipée d'une alarme visuelle et sonore.

Atouts : • réduit la pression d'appui • permet une meilleure circulation sanguine sous les points d'appui • capteur de pression permettant l'arrêt du moteur lorsque la pression est atteinte.

Compresseur :

· Verrouillage automatique des fonctions

- 
- 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assise & soins
  - ajustement automatique du poids jusqu'à 180 kg
  - alarmes visuelles et sonores pour coupure électrique et basse pression

Conseils d'entretien des cellules :

Utiliser une lavette en microfibres imprégnée d'une solution de produit détergent ou d'un désinfectant de surface. (cf : manuel utilisateur)