

Lit XXL Aubance Confort

Codes :

Reference: 4968

**Description :**

Lit extra large avec roues apparentes. Capacité de levage maximale de 320 kg. Hauteur variable électrique de 34,5 à 73,5 cm. Dim. : 200 x 120 ou 140 cm (sommier unique), 200 x 140 ou 160 cm (double sommier pour duo). Relève-buste électrique, relève-jambes manuel. Finition embase : époxy gris aluminium ou chocolat (au choix). De nombreuses options disponibles, nous contacter lors de votre commande. Garantie : 5 ans. Fabrication française.

Sommier unique largeur 120 cm (photo non contractuelle).