

COUSSIN BOUEE EN MOUSSE

Codes :

Reference: 02/2400

**Description :**

COUSSIN BOUEE EN MOUSSE

HOUSSE EN JERSEY BLANC 100% COTON

Atouts :

Préconisé pour les suite d'une épisiotomie, éviter la formation d'escarres, les problèmes d'hémorroïdes.

Housse amovible.

Composition :

Mousse Haute Résilience : 30 kg/m³.

Housse en jersey 100% coton.

Références Désignations

02.2400 Coussin forme « bouée »

02.2402 Housse de rechange en jersey 100% coton

Coussin forme « bouée »

Coussins de confort

Dimensions :

Diamètre 44 cm, hauteur 7 cm.

Evidement central rond de 14 cm de diamètre.

Entretien :

Mousse : Eponge et eau savonneuse.

Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol.

La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.