

Défibrillateur Def-I

Codes :

Reference: CC8010000



Description :

Livré avec : 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie lithium et dioxyde de manganèse.

Temps de charge : 10 secondes. Poids : 2,2 kg avec batterie. Batterie 12 V et 4.2 Amp. Puissance : maxi 200 joules pour une charge de 50 ohms. Acquisition ECG : dérivation II

Guidage vocal et visuel de l'intervenant. Analyse de l'activité électrique cardiaque. Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité. Puissance maximale de 200 Joules pour une charge de 50 ohms. Livré avec une batterie haute capacité (non rechargeable) et une paire d'électrodes adultes pré-connectées. Poids : 2,2 kg avec batterie. Fabrication française. Garantie : 5 ans (hors électrodes et batteries).

Electrodes adulte pré-connectées.

Espace de rangement des électrodes prêtes à l'emploi.

Guidage vocal et visuel, par schémas très simples et visibles dans le couvercle.

Délivrance automatique du choc après un message d'avertissement.

Batterie longue durée non rechargeable pouvant produire jusqu'à 200 chocs.

Caractéristiques techniques Auto-Def et Def-i :

-
- Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).
 - Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
 - Puissance maximale de 200 Joules pour une charge de 50 Ohms.
 - Temps de charge : 10 secondes.
 - Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation).
 - Batterie 12 V / 4,2 A.
 - Acquisition ECG sur dérivation II.
 - Dimensions des dispositifs : 22 x 28 x 8 cm
 - Poids des appareils avec batterie : 2,2 kg

Différence avec l' auto DEF automatique : possède un bouton de délivrance du choc électrique.

Défi brillateurs DAE Def-i et Auto-Def