

Sacchoche pour Défibrillateur Def-NSI

Codes :

Reference: CC8010100

**Description :**

Défibrillateur DAE Def-NSI Colson

Avec fonctions "intelligentes" intégrées : ajustement automatique du volume sonore du guidage vocal en fonction de l'environnement, indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation, état de la batterie.

Electrodes pré-connectées sur l'appareil et indication sur la péremption des électrodes et la qualité de leur collage.

Adaptable adulte/enfant sans changer d'électrodes.

Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.

Temps de charge : 10 secondes.

Puissance : max. 150 joules pour une charge de 50 ohms.

Batterie : capacité 200 chocs.

Dim. : 26 x 25,5 x 7 cm.

Livré avec : 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie lithium et dioxyde de manganèse.

Le défibrillateur semi-automatique.