

Négatoscope Med'X - 1 plage horizontale

Codes :

Reference: NM1I

**Description :**

Coffre entièrement blanc.

Plages étendues uniquement.

Réflecteur central en aluminium martelé pour une meilleure répartition de la lumière.

Fabrication française. Marquage CE autorisé

Conforme à la directive CEM 93/68/CEE.

Existe de 1 à 4 plages, horizontales ou verticales, avec interrupteur ou variateur.

Modèle avec interrupteur, 1 plage (36 x 43cm) horizontale blanc.