

# Défibrillateur automatique

## Codes :

Reference: SJSAVE08



## Description :

Alimentation pile lithium, garantie 6 ans ou 300 chocs. Test automatique quotidien et indicateur d'état (LED lumineux).

Ecran d'affichage.

Barre sous forme de graphe.

Bouton information bilingue.

Métronome intégré pour une assistance au massage cardiaque.

Connexion USB.

Livré avec : sacoche de transport étanche et anti choc, 1 paire d'électrodes adulte, 1 kit de 1er secours, 1 jeu complet de signalétiques murales.

Electrode pédiatrique en option