

Défibrillateur semi-automatique

Codes :

Reference: SJSAVE07



Description :

Alimentation pile lithium, garantie 6 ans ou 300 chocs. Test automatique quotidien et indicateur d'état (LED lumineux).

Ecran d'affichage pour un message texte.

Barre sous forme de graphe. Bouton information

avec mode bilingue. Métronome intégré pour une assistance au massage cardiaque.

Connexion USB.

Livré avec : sacoche de transport étanche et anti choc, 1 paire d'électrodes adulte, 1 kit de 1er secours, 1 jeu complet de signalétiques murales.