


Fauteuil de repos bariatrique Boléro 270kg

Codes :

Reference: 612800001

**Description :**

Dossier inclinable par vérin à gaz.
Accoudoirs réglables et escamotables.
Structure tube, finition époxy gris RAL 7035.
Tissu enduit PVC, gamme Urban Griffine, classé M1.
H. sol/assise : 53 cm, l. entre accoudoirs : 79 cm.
Options : repose-pieds, tige porte-sérum et porte sac-à-urine.
Poids max. utilisateur : 270 kg.
Garantie : 1 an.

Hauteur hors tout : 127 cm.
Largeur hors tout : 92.5cm.
Largeur entre accoudoirs : 78.50cm.
Profondeur hors tout : 83 cm.
Profondeur assise : 51cm.
Hauteur sol/assise : 53cm.
Hauteur maxi. accoudoirs/ assise : 23 cm.
Hauteur maxi. accoudoirs / sol : 73cm.

Fauteuil de repos XXL Boléro

