

Fauteuil de repos Normandie

Codes :

Reference: NORMANDIE

**Description :**

Fauteuil de repos Normandie.

Fauteuil de repos Normandie Vermeiren. Dossier inclinable à 45°.

Equipé d'origine d'un repose-jambes à allongement automatique et d'accoudoirs réglables en hauteur.

Maintiens latéraux. Existe avec ou sans couture.

10 coloris différents dont 2 tissus.

Plusieurs options disponibles.

Poids max. : 130 kg.

Fauteuil de repos Normandie Vermeiren