



Rollator 4 roues DOLOMITE JAZZ 610

Codes :

Reference: 1559202-46-27



Description :

Tient seul en position debout une fois plié, système de mémoire pour retrouver la hauteur initiale des poignées, poignées larges et ergonomiques, réglables en hauteur de 750 à 1000mm, équipé de monte-trottoir, poids max utilisation=150kg

Rollator 4 roues, pliant par crémaillère, hauteur d'assise 610 mm, panier souple et monte-trottoir de série DOLOMITE JAZZ 610