


Rollator 4 roues DOLOMITE JAZZ 510



Codes :

Reference: 1559201-46-27



Description :

Tient seul en position debout une fois plié, système de mémoire pour retrouver la hauteur initiale des poignées, poignées larges et ergonomiques, réglables en hauteur de 650 à 800mm, équipé de monte-trottoir, poids max utilisation=150kg

Rollator 4 roues, pliant par crémaillère, hauteur d'assise 510 mm, panier souple et monte-trottoir de série DOLOMITE JAZZ 510

