

Rollator 4 roues DOLOMITE ALPHA BASIC

Codes :

Reference: 12230-02-35-23



Description :

Pliant avec supports au niveau des avant-bras permettant à l'utilisateur de garder les bras dans un angle de 90°, système de freinage par câbles avec doubles freins: freins d'arrêt et frein de parking, poignées réglables en hauteur de 1030 à 1240mm, poids m

Conçu pour les utilisateurs nécessitant un soutien important

Le **DOLOMITE ALPHA BASIC** est une solution pour les utilisateurs nécessitant un bon maintien antébrachial. L'**ALPHA BASIC** permet également d'avoir un bon positionnement des avant-bras et des mains sur les poignées.

Rollator 4 roues , hauteur d'assise 620 mm équipé d'une tablette d'appui rembourrée DOLOMITE ALPHA BASIC