

KIT OVAL 8

Codes :

Reference: 091038363



Description :

Le kit Oval 8 comprend des orthèses de doigt solides en plastique transparent moulé de 1,6mm afin de stabiliser et aligner l'articulation de l'IPP et de l'IPD afin d'améliorer la fonction de la main.

Il est possible d'utiliser 2 orthèses Oval-8 pour le repos et le contrôle en immobilisant l'IPP ou l'IPD. Chaque orthèse Oval-8 complète tournée à 180° et additionnée d'une demi taille s'adapte aux fluctuations de l'œdème et à la température qui peut affecter la taille du doigt.

La taille est déterminée en utilisant le guide de tailles.

Peuvent être modifiées en chauffant avec un pistolet à air chaud.

Le kit inclut : Une valise de transport et un livre d'instructions (en anglais) ainsi que 32 orthèses de doigt Oval-8 (avec la majorité dans des tailles communes de 5 à 10) :

- Taille 2 x1
- Taille 3 x1
- Taille 4 x2
- Taille 5 x3
- Taille 6 x4
- Taille 7 x4
- Taille 8 x3

-
- Taille 9 x4
 - Taille 10 x3
 - Taille 11 x2
 - Taille 13 x1
 - Taille 14 x2
 - Taille 15 x1

Indications : corrigent la déviation latérale, la déformation du col de cygne, le syndrome de la boutonnière, la blessure maillet du doigt