

Attelle doigt en gouttière TXS à TXL

Codes :

Reference: 081282607

**Description :**

L'attelle de doigt en gouttière est en matériau thermoformable Ezeform™ Light facilement ajustable pour s'adapter au gonflement des doigts et favoriser une immobilisation ferme et stable.

Profilée

Confortable à porter

Pour déterminer la taille, mesurer la long entre l'espace inter-digital et le bout du doigt

Chaque attelle nécessite 2 sangles

Indications : fractures, luxations, lésions ligamentaires, blessures du bout des doigts et autres lésions des tissus mous

Taille et longueurs : M : 7,1 - 7,9cm

Existe aussi en :

XS : Inférieur ou égal à 6,1cm

S : 6,2 - 7cm L : 8 - 8,9cm

XL : Supérieur ou égal à 9cm

Par défaut la taille choisie est M 7,1 - 7,9 cm, autre taille nous contacter.