

Fauteuil ALU LITE 46cm

Codes :

Reference: 1517738



Description :

Léger et compact, le fauteuil roulant *Invacare Alu Lite* est un fauteuil roulant manuel pliant par croisillon très léger (11kg), grâce à son châssis en aluminium. Ses roues 12" à l'arrière lui confèrent une grande maniabilité et le design de son châssis lui permet de passer toutes les portes.

Fauteuil manuel ALU LITE à pousser en aluminium pliant par croisillon

Hauteur d'assise 490 mm. Profondeur d'assise 430 mm. Roues arrière 12 "bandage. Roues avant 8" bandage. Axes fixes. Accoudoirs à manchettes longues - hauteur 230 mm. Dossier 450 mm pliant à mi-hauteur - hauteur 270 mm plié. Largeur HT : largeur d'assise + 110 mm. Freins tierce personne avec position frein parking de série. Réflecteurs. Ceinture de maintien à boucle. Potences escamotables vers l'extérieur. Coloris : Bleu. Poids : 11 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.

Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure.

Largeur d'assise : 46cm (nous contacter pour toutes demandes).