

Serviette PALMA éponge 50x90

**Codes :**

Reference: 191001

**Description :**

Éponge 100% coton - Poids : 400G/m²

Dimensions : 50x90 cm

Finition : Lisière encadrée confection double-piqûre

Entretien :

Blanc : lavage à 90°, Chlore autorisé

Couleurs : Lavage à 60°, chlore interdit

Nouveauté : Possibilité de personnalisation tissée " Hopitaux de France" pour serviette et drap de bain sur le coloris blanc.

Par défaut le produit livré est de couleur Blanc, autres coloris merci de préciser lors de votre commande.