


Matelas Polymulti VISCO + Housse intégrale Polymaille

Codes :

Reference: P181MPPMH1



Description :

DESCRIPTIF

Matelas moulé en mousse haute résilience (HR) 40 kg/m³ en 1 partie avec inserts en mousse viscoélastique 80 kg/m³

90 x 200 x 14 cm

INDICATIONS

Aide à la prévention : Risque Faible à Moyen

Aide au traitement des escarres : avec adjonction de systèmes de décharge et/ou de positionnement

Protection POLYMAILLE® : housse intégrale

- Enduction de Polyuréthane anallergique sur textile type jersey traité antibactérien, antimicrobien et antifongique.
- Bi-extensible, imper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée.
- Ouverture sur 3 côtés et face inférieure antidérapante.

MATELAS INTÉGRALEMENT MONOBLOC

Garantit une tenue parfaite dans sa housse.

Parfaitement adapté aux cinématiques des lits médicaux à plicatures simples et doubles (semi-fowler-plicatures genoux). Gain de temps et simplicité d'usage pour l'aidant (notamment lors de la réfection ou changement du matelas).

PERFORMANCE ET CONFORT DE LA MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE SYSTAM®

Parce qu'elle est moulée, et de haute densité (40kg/m³), elle confère durablement souplesse, confort,

douceur au toucher. Elle offre également une meilleure résistance aux multiples agressions extérieures, pour une meilleure durée de vie du support.

CONCEPT MULTIMATIÈRES

4 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme en regard de la zone sacrée et des talons.

Moulage précis du corps et augmentation de la surface corporelle en contact avec le matelas.

Meilleure répartition des pressions : diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, irrigation sanguine facilitée.

Confort accru et meilleur maintien du patient.