

Sac porte bouteille

Codes :

Reference: 40M43PRC1W



Description :

Sac médical dédié au transport d'une bouteille d'oxygène de 5L en intervention.

Livré avec 1 pochette pour matériel médical(dimensions 30 x 18 x 9 cm).

Lug Europa

Structure semi-rigide

Fourreau rigide 37cm pour bouteille O 5L

Élastiques de maintien de colliers cervicaux

Bandes rétro-réfléchissantes

4 pieds cousus dans le fond + renfort interne

Curseurs métalliques

Chaîne taille 10 mm

Porte-étiquette

Portage :

Portage main : deux poignées ergonomiques

Portage dos : bretelles escamotables

Option :

Marquage personnalisé

Sac médical dédié au transport d'une bouteille d'oxygène de 5L en intervention.

Livré avec 1 pochette pour matériel médical

(dimensions 30 x 18 x 9 cm) .

Toile très résistante

Léger et résistant

Avantages :

Fond renforcé avec pieds cousus

Grands curseurs métallisés

Rangement compact

Taille : 650x300x200 Volume: 39L Poids: 1.9 kg Matière: Poly 1200D

Produits sont disponibles en rouge et/ou bleu

Accessoires disponibles : PAD Rigide, PAD souple et Plan de travail.