

SAC ABORDAGE

Codes :

Reference: 40M47PRC1W



Description :

Structure semi-rigide
Bandes rétro-réfléchissantes
4 pieds cousus dans le fond + renfort interne
Doubles curseurs métalliques sécurisables
Chaîne taille 10 mm
Porte-étiquette

Lug Europa

Taille: 32 x 43 x 20 cm

Volume : 35L

Poids : 1,9 kg

Portage :

Portage main : deux poignées ergonomiques

Portage dos : bretelles ergonomiques escamotables

Avantages :

Fond renforcé avec pieds cousus

Grands curseurs métallisés

Sac compact

Léger et résistant

Option disponible : Plan de travail

Livré avec 4 pochettes amovibles 30 x 18 x 9 cm, Poche filet, Poche pour document A4

Taille : 320x430x200 Volume :35L Poids : 1.9 kg Matière : Poly 1200D

Coloris disponibles : Rouge ou bleu. Merci de préciser votre choix lors de votre commande.

Accessoires disponibles : PAD Rigide, PAD souple et Plan de travail.

Sac médical dédié au transport de matériel de prompt secours en intervention.

Livré avec 4 pochettes pour matériel médical (dimensions 30 x 18 x 9 cm) .