

SAC SECOURS MÉDICAL O²

Codes :

Reference: 40M22PRC1W



Description :

Sac médical Lug Europa dédié au transport d'une bouteille d'oxygène de 5L et de matériel de secours.

Livré avec 2 pochettes pour matériel médical (dimensions 30 x 18 x 9 cm) .

- Structure semi-rigide
- Grand compartiment centrale avec pochettes amovibles
- Poche 1er accès
- Pochette capteur CO² fixée aux bretelles
- Deux poches latérales
- Bandes rétro-réfléchissantes
- 4 pieds cousus dans le fond + renfort interne
- Doubles curseurs métalliques sécurisables
- Chaîne taille 10 mm

Portage :
Portage main : une poignée ergonomique
Portage dos : bretelles + ceinture ergonomique

Option disponible : Plan de travail amovible

Avantages

Fond renforcé avec pieds cousus

Grands curseurs métallisés

Toile très résistante

Léger et résistant

Taille: 70 x 47 x 20 cm Volume : 52L Poids : 2,4 kg

Coloris disponibles : Rouge ou bleu. Merci de préciser votre choix lors de votre commande.

Accessoires disponibles : PAD Rigide, PAD souple et Plan de travail.