

Accessoire PAD souple

Codes :

Reference: PADSOUPL



Description :

PAD trois poches zippées semi-transparentes
Enroulable / Déroulable dans la pochette
Accroche par velcro dans la pochette
Compatible toutes couleurs de pochettes

Pad souple déployé, 3 poches filets zippées vous permettent de conditionner efficacement vos contenus médicaux. Cet aménagement est compatible avec toutes les pochettes des sacs médicaux Lug Europa.

ATTENTION : Le PAD est livré sans la pochette.

Accessoire PAD souple pour sac et pochette de secours