

Cadre de lit TL20 à lattes 200x90cm

Codes :

Reference: TL2020090



Description :

TYPE Cadre métallique à lattes multiplis.

STRUCTURE Cadre métal de section 30/30 mm.

SUSPENSION 20 lattes en 53 x 8 mm en multiplis.

FINITION Peinture bleue époxy.

PIEDS Sommier à équiper de pieds polypropylène noirs ou pieds bois taille 22 cm. Pied central à vérin à partir de la largeur 120.

CLIENTÈLE Résidence de vacances, résidence d'étudiants, hôtellerie.

TYPE : Cadre métallique à lattes multiplis STRUCTURE Cadre métal de section 30/30 mm.

SUSPENSION : 20 lattes en 53 x 8 mm en multiplis FINITION Peinture bleue époxy.

PIEDS : Sommier à équiper de pieds polypropylène noirs ou pieds bois taille 22 cm. Pied central à vérin à partir de la largeur 120.

Cadre de lit à lattes 90x200cm. Lit accompagnant.