

Cadre de lit TL20 à lattes 200x140cm

Codes :

Reference: TL20200140



Description :

TYPE Cadre métallique à lattes multiplis.

STRUCTURE Cadre métal de section 30/30 mm.

SUSPENSION 20 lattes en 53 x 8 mm en multiplis.

FINITION Peinture bleue époxy.

PIEDS Sommier à équiper de pieds polypropylène noirs ou pieds bois taille 22 cm. Pied central à vérin à partir de la largeur 120.

CLIENTÈLE Résidence de vacances, résidence d'étudiants, hôtellerie. TYPE : Cadre métallique à lattes multiplis. STRUCTURE : Cadre métal de section 30/30 mm. SUSPENSION : 20 lattes en 53 x 8 mm en multiplis. FINITION : Peinture bleue époxy. PIEDS : Sommier à équiper de pieds polypropylène noirs ou pieds bois taille 22 cm. Pied central à vérin à partir de la largeur 120.

Cadre de lit TL20 à lattes 200x140cm. Lit accompagnant.