

Cadre gigogne 80X170/180/190

Codes :

Reference: GIGOGNE80



Description :

TYPE Cadre métallique à lattes multiplis destiné à se loger sous une literie équipée de pieds de hauteur 25 cm

STRUCTURE

Cadre métal de section 30/30 mm

Hauteur pliée : 8 cm

Hauteur dépliée : 35 cm

SUSPENSION 18 lattes en 53 x 8 mm en multiplis

DIMENSIONS

- 80*170

- 80*180

- 80*190

FINITION Peinture bleue époxy

PIEDS Pieds rabattables avec roulettes de manutention

CLIENTÈLE Résidence hôtelière, hôtellerie

TYPE : Cadre métallique à lattes multiplis destiné à se loger sous une literie équipée de pieds de hauteur 25 cm
STRUCTURE : Cadre métal de section 30/30 mm
Hauteur pliée : 8 cm
Hauteur dépliée : 35 cm
SUSPENSION 18 lattes en 53 x 8 mm en multiplis
DIMENSIONS- 80*170- 80*180- 80*190
FINITION Peinture bleue époxy
PIEDS : Pieds rabattables avec roulettes de manutention
CLIENTÈLE : Résidence hôtelière, hôtellerie

Cadre gigogne 80X170/180/190

