



FAUTEUIL RELAX 235

Codes :

Reference: PB42351.00

**Description :**

Manchettes en polyuréthane noir Structure en tube époxy noir martelé Eléments coulissants chromés

Repose-tête compris

Offre un confort parfait grâce à son repose-tête à mémoire de forme et son assise souple. Très pratique, il possède deux fonction : une fonction relaxation (en position assise) et une fonction lit d'appoint. Sa structure est légère et pliable, il se déplace et se stocke facilement.

COLORIS ET REVÊTEMENT

Revêtement antibactérien mrsc / mra

Composition : 84 % PVC – 16 % Coton

Classement au feu : M1

Coloris : gamme Diabolo Club. Merci de préciser votre choix lors de votre commande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fauteuil de relaxation manuel et lit d'appoint repliable

Structure en tube époxy décor noir martelé

Éléments coulissants chromés

Manchettes en polyuréthane noir

Repose-tête mousse à mémoire de forme de série

Dimensions déplié : L. 1020 -1750 x P. 620 x H. 1230 mm

Dimensions plié : L. 680 x P. 400 x H. 200 mm
Charge maximale : 110 kg

FAUTEUIL DE RELAXATION 235 MANUEL ET LIT D'APPOINT REPLIABLE