


Cousin Semi-Fowler XL / XS

Codes :

Reference: NEG0498/NEG0852



Description :

Ce coussin s'adapte à toutes les morphologies. Il maintient et cale le patient en position semi-fowler (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°). Placer le coussin sous les cuisses, le plot d'abduction vers l'avant entre les genoux. Possibilité d'utiliser le coussin cylindrique au niveau des talons.

NEG0498 Coussin Semi-Flower XL 70x48x14cm

NEG0852 Coussin Semi-Flower XS 50x35x10cm

Merci de préciser votre choix lors de votre commande.