

Coussin bouée XL / XS

Codes :

Reference: NEG0384/NEG846



Description :

Coussins de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, plots pour coussin modulaire.

S'utilisent en position allongée, positionnés au niveau de l'entrejambe.

Diamètre du trou : 11 cm

Diamètre extérieur : 36 cm

Composition : housse doublée garnie de microbilles en polystyrène

Coussin bouée XL (bleue) NEG0384 130 x 20 cm

Coussin bouée XS (vert) NEG0846 106 x 15 cm

Merci de préciser votre choix lors de votre commande