

Coussin abduction XL / XS

Codes :

Reference: NEG0532/NEG0854

**Description :**

Dimensions : 15 x 30 x 20 cm

Garniture : microbilles (granulométrie très légère)

Traitement anti-bactérien

Composition : Tissu bi-élastique polyamide (47%) enduit de polyuréthane (53%)

Garnissage : microbilles

S'utilisent en position allongée, positionnés au niveau de l'entrejambe.

Coussins de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, plots pour coussin modulaire.

Coussin abduction XL NEG0532 15 x 30 x 20 cm

Coussin abduction XS NEG0854 12 x 23 cm

Merci de préciser votre choix lors de votre commande.