

# MATELAS PSY ENDUCTION PVC 90X190X15

## Codes :

Reference: 503000



## Description :

Dimensions : 90X190X15.

Spécifiquement crée pour les établissements psychiatriques.

Très grande résistance à la déchirure.

COEUR Mousse polyéther à combustion modifiée CM 35 kg/m<sup>3</sup>.

TISSU Housse en toile polyester enduite PVC M2, 550 g/m<sup>2</sup>.

ENTRETIEN Eau savonneuse, eau de javel diluée, solution à base de formol.

NORME AU FEU Tissu classé au feu M2 Matelas classe A.

CONFORMITÉ Matelas conforme aux recommandations D1 90 GPEM/CP.

INDICE DE CONFORT Résistance à la compression à 40% (kPa) : 3,6.

CLIENTÈLE Établissements à hauts risques, centres psy, cellules de dégrisement, services d'urgence.

GARANTIE Contre tout risque d'affaissement prématuré.

CLASSEMENT AU FEU "A" HOUSE RÉSISTANTE.

Garantie : 2 ans Contre tout risque d'affaissement prématuré

Matelas d'hébergement spécialisé fabrication Française.

