

Monitosangle Le carton de 640



X 640



Codes :

Reference: RJB0070U.E01



Description :

Le carton de 640 monitosangles (16 paquets de 40 monitosangles) .

Dimension : 70x1600(mm)

Solide, souple et confort d'utilisation
Pas de risque allergique sans latex
Répond aux exigences du CLIN

Couleur : Blanc
Unité de conditionnement : 640.
Conditionnement : carton.
par distributeur de 40.

Fabrication Française

Toujours à l'abri de la poussière et disponible par ses possibilités de fixation (tiroir du monitoring ou accroche murale auto-adhésive). Répond aux exigences du CNIL. Caractéristiques : - Souple, confortable et économique - Sécurité contre infections nosocomiales - Sans latex.

Sangle pour monitoring.

Le carton de 640 monitosangles (16 paquets de 40 monitosangles) .