

Tensiomètre au bras HBP 1100

Codes :

Reference: OMR235



Description :

Système Intellisense.

Mémoire de la dernière mesure.

Modes de mesure oscillométrique et auscultatoire.

Indicateur de charge batterie.

Ecran LCD rétro éclairé.

Ecran lisse pour une désinfection aisée.

Livré avec batterie rechargeable et adaptateur secteur, brassard adulte (22 - 32 cm) et brassard large adulte (32 - 42 cm) (uniquement pour HBP 1300).

5 tailles de brassard disponibles (12 à 50 cm).

Validation clinique.

Garantie : 3 ans.

Le tensiomètre de table, idéal pour les cabinets médicaux

Le tensiomètre HBP-1100 Professionnel offre une solution mesure précise³) à tous les professionnels de santé pour la mesure de la pression artérielle au cabinet. Il dispose d'un écran avec un plan incliné ergonomique et d'une interface d'utilisation conviviale.

L'appareil est compatible avec une large gamme de brassards faciles à nettoyer, de la taille SS (12-18 cm) à XL (42-50 cm) et est livré avec un adaptateur électrique.

Selon le contexte ou la préférence, l'utilisateur peut choisir entre le mode de mesure oscillométrique automatique ou auscultatoire manuel (avec un stéthoscope).

5 tailles de brassard : du pédiatrique au XL, adapté à une grande variété de patients
Double mode de mesure : passage possible du mode oscillométrique au mode auscultatoire manuel
Mode dépendant de l'état de santé du patient

Indicateur "Pression à zero" : indique que l'appareil est revenu à un niveau de pression à zero et est disponible pour une nouvelle prise de mesure

Les tensiomètres sont des dispositifs de contrôle de la tension artérielle destinés au grand public et aux professionnels de santé. Consulter la notice pour plus d'informations. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Pour des informations spécifiques sur votre propre pression artérielle, consultez votre médecin.

Ref : HBP1100E