

Tensiomètre bras OMRON M6 AC

Codes :

Reference: OMR238

**Description :**

Tensiomètre au bras avec Système Intellisense

Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran

Détecteur d'hypertension avec indicateur graphique sur l'écran

2 utilisateurs

Capacité de 100 mémoires avec date et heure de chaque prise pour chaque utilisateur

Moyenne automatique des 3 dernières prises ADS

Ecran géant pour une lecture facile et optimale

Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension

Brassard souple large 22-42 cm

Garantie : 3 ans - fourni avec sacoche, piles et adaptateur Secteur

Validation ESH / IP / BHS / AFSSAPS. Tensiomètre électronique / brassard souple 22-42 cm adulte & fort / 2 utilisateurs + Adaptateur Secteur.

Technologie Intellisense.

Brassard Soft Cuff Adulte/Large (22-42 cm).

100 mémoires pour 2 utilisateurs.

Témoins lumineux : indicateur de pression artérielle et positionnement du brassard.

Détecteurs d'arythmie et de mouvement.

Adaptateur secteur inclus.

Dispositif médical validé cliniquement.

Garantie : 3 ans