


Pansement tegaderm carré 20x20cm super absorbant

Codes :

Reference: 90703



Description :

Pansement super absorbant stérile nouvelle génération '3M™ Tegaderm™ Superabsorber 90703, 5114895, 20 cm x 20 cm, Carré.

Face verte des pansements 3M™ Tegaderm™ Superabsorber hydrophobe pour éviter toute fuite des exsudats à travers le pansement.

Limitent la macération des plaies.

Capturent les MMPs et les PMN elastases (Polymorphonucléaire elastases).

Forte capacité d'absorption d'exsudats.