

Tensiomètre bras M7 Comfort IT

Codes :

Reference: HEM7322TE



Description :

Tensiomètre bras M7 Intelli IT Bluetooth Omron.

Tensiomètre connecté, fonctionne avec l'application Omron Connect® sur iPhone® et Android®.

Détection de battement cardiaque irrégulier.

100 mémoires pour 2 utilisateurs.

Brassard préformé (22-42 cm) avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard.

Suivi de l'hypertension. Moyenne hebdomadaire.

Garantie : 3 ans.