

Tensiomètre numérique EN200BP



Codes :

Reference: M00009171



Description :

Tensiomètre numérique EN200 BP HEINE

Mesure fiable des valeurs grâce à une prise de mesure exceptionnelle, précise et intuitive.

Ecran graphique avec 16 millions de couleurs avec écran tactile.

Exceptionnelle précision de mesure et du résultat (+/- 3 mmHg, pouls 30 - 220/min).

Mémoire : 500 mesures. Durée de mesure : env. 45 s.

3 modes de mesure : automatique avec 1 ou 2 mesures, manuel (avec stéthoscope).

Livré avec 3 brassards (20,5 - 28 cm / 27 - 35 cm / 34 - 43 cm).

En option : panier de rangement.

Traitement hygiénique simple et rapide.

Garantie : 5 ans.