

Otoscope Smartled F/O LED 5500

Codes :

Reference: 570517

**Description :**

Otoscope Smartled F/O LED 5500®

Spengler

Illumination directe, homogène et sans refl ets du canal auriculaire et du tympan.

Lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle.

Ampoule LED.

Température de couleur : 5500° Kelvins.

Autonomie : jusqu'à 50 h.

Tête bimatière vissée en ABS et inox.

Loupe pivotante grossissement x 3.

Livré dans un coffret rigide, avec 8 spéculums auriculaires (4 x 2,5 mm et 4 x 4 mm),

2 piles AA LR06.

Garantie : 2 ans.