

Divan d'examen électrique eMotio

Codes :

Reference: 405020emotio



Description :

Divan d'examen électrique eMotio Promotal
Elévation, dossier et repose-jambes électriques.
2 positions Quick Exam paramétrables.
Mise en position d'accueil en 1 impulsion.
Mise en position fauteuil et divan en 1 impulsion.
Encombrement réduit permettant un examen facile et rapide.
Roulettes activables électriquement.
Panneau de contrôle multifonction.
Panneau de contrôle positionnable à gauche ou à droite.
Fixation sans étau des étrières et lampes.
Porte-rouleau intégré au dossier.
Dim. : L. 200 x l. 70 x H. réglable, par pédale, de 45 à 96 cm.
Poids max. : 205 kg.