

Table de verticalisation Raffaello

Codes :

Reference: 250174D



Description :

Verticalisation électrique de 0 à 88°.
Revêtement expansé non feu M1.
2 vérins électriques.
Commande par poignée.
Equippée de 5 sangles de fixation.
Marchepied bipodal réglable et escamotable.
Deux roulettes fixes et deux roulettes multidirectionnelles, toutes avec frein.
Dim : L. 200 x l. 70 x H. variable de 49 à 94 cm.
Poids max. : 120 kg.

Table de verticalisation Raffaello Ferrox