

Ergomètre C 8

Codes :

Reference: 7689800

**Description :**

Ergomètre C 8 Kettler

Ordinateur d'entraînement avec 10 programmes d'entraînement et mémorisation des données pour 4 personnes et 1 invité. Ecran LCD.

Mesure : distance parcourue, dépense énergétique, vitesse, cadence de pédalage par minute, fréquence cardiaque.

Equipé du support tablette pour l'application Kettmaps, connexion par reconnaissance faciale.

Volant d'inertie : 8 kg.

Résistance : de 25 à 400 watts.

Poids max. : 150 kg.

Garantie : 6 mois.