

Ergomètre C6

Codes :

Reference: 7689600

**Description :**

Ergomètre C 6 Kettler

Ordinateur d'entraînement avec 10 programmes d'entraînement et mémorisation des données pour 4 personnes et 1 invité. Ecran LCD.

Mesure : distance parcourue, dépense énergétique, vitesse, cadence de pédalage par minute, fréquence cardiaque.

Equippé du support tablette pour l'application Kettmaps, connexion par reconnaissance faciale.

Volant d'inertie : 6 kg.

Résistance : de 25 à 400 watts.

Poids max. : 130 kg.

Garantie : 6 mois.