

Pressodermie TP05i

Codes :

Reference: PACKTP05I



Description :

Pressodermie® TP05i Eureduc

Appareil silencieux de drainage veino-lymphatique.

Indications : oedèmes des membres (lymphoedème - phléboedème), prévention de la thrombose, séquelles de phlébite, problèmes circulatoires, jambes lourdes, récupération post-chirurgicale, remodelage corporel.

5 compartiments.

Pilotage modulable de la pression des chambres.

Double Gradient de Pression Automatique (DGPA).

Pression : 20-150 mBar (15-112 mmHg).

Programmes : 9 préétablis et 3 personnalisables.

Accessoires : bottes 5 étages

Garantie : 5 ans (appareil), 1 an (accessoires).

En option : hanchières, manchettes, sur-mesure, télécommande, guéridon et ceinture abdominale.

Fabrication française.

Pressodermie® TP05i Eureduc