

Compresse de lin gant Phytotherma Compresse 22 x 27 cm

Codes :

Reference: COMPGANT

**Description :**

Compresse graines de lin Phytotherma Socopedic
Permet de traiter toutes les zones du corps afin de soulager les douleurs articulaires et musculaires.
Restitue une chaleur douce et épouse parfaitement votre anatomie.
Compresse de lin 100 % naturelle, confortable.
Livrée dans leur emballage carton Premium.
2 utilisations possibles :
- Chaud (avec conservation de la chaleur d'environ 1h),
au micro-ondes 2 à 4 min.
- Froid (sous poche plastique pour ne pas que le tissu soit mouillé)
au congélateur 1/2 h.

Compresse gant. Dim. : 22 x 27 cm.