

Tapis de marche Aquaness

Codes :

Reference: T1



Description :

Tapis de marche T1 AquaNess Socopedic

Tapis de course incliné et immergé en piscine ou en bassin, entre 120 et 150 cm.

Permet d'améliorer les capacités d'endurance et d'activer la circulation sanguine, tout en préservant les articulations.

Idéal pour muscler la sangle abdominale, tonifier les jambes et le fessier.

En aluminium de qualité marine.

Bande d'entraînement antidérapante, guidée sur des rouleaux en aluminium.

Roulements étanches en inox A4.

Réglage aisé de la tension de la bande par 2 tendeurs.

Livré avec barres de maintien : 2 latérales + 1 en avant.

Dim. : L. 130 x l. 80 cm.

Coloris : bleu, blanc, rouge, gris alu, rose, jaune, gris ardoise, vert d'eau ou bleu liner.

Fabrication française.

Tapis de marche T1 Aquaness