

Pèse personnes électronique SPIREN



Codes :

Reference: c152000



Description :

Pèse personne plat et très léger pour faciliter son déplacement. Son large plateau facilitera la mise en position de tous vos patients. Son large écran LCD permettra une lecture aisée du poids.

Homologué en métrologie légale M. Classe III. Garantie 2 ans. Dispositif médical 93/42/CEE

FONCTIONS :

Allumage de l'instrument par pression sur le plateau

Extinction automatique
Bouton : On/Off, tare, BMI (indice de masse corporelle)
Alimentation : secteur (Bloc livré) et piles alcaline (4xAA non livrées)

Les + Produit : Léger : 2.7Kg. Large plateau : 327 mm. Stable grâce à ses pieds réglables. Allumage automatique par pression sur le plateau. Affichage inversé possible.

Capacité : 200kg / Précision (échelon) : 200g / Poids : 2.7Kg / Dimensions Plateau(mm) : L327 x p275 / Dimensions Hors tout (mm) : L348 x P355 X H58.

Pèse personnes électronique SPIREN XXL