

Sac ergonomique d'oxygénothérapie 52 litres Stream O²

Codes :

Reference: BS004B

**Description :**

Sac ergonomique d'oxygénothérapie 52 litres Stream O² Bagheera®

Pour bouteille 2 litres. En Cordura® résistant.

1 poignée de portage, 1 poche grand volume, 1 poche pour documents, sangles porte matériel, sangle hélictreuillage.

Bretelles larges et confortables. Equipé de 2 trousses Mirage (bleu/vert).

Bandes réfléchissantes. Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion.

Fermeture à glissière YKK®, haute résistance.

Dim. : 60 x 35 x 21 cm.

Fabrication française.

Hauteur : 60largeur : 35 Profondeur : 21Poids : 3.6Volume : 52

Sac ergonomique d'oxygénothérapie 52 litres Stream O². Le sac seul.