

Séparateur inox 12025 Saint Romain

Codes :

Reference: 12025

**Description :**

Chariot de stockage et distribution du linge Saint Romain
Dispose de 3 rayonnages réglables et de 2 sangles d'arrêt amovible.
4 roues sans frein, diam. : 125 mm.
Dim. : L. 820 x p. 550 x H. 1760 mm.
Séparateurs en option.
Existe en inox ou en zinc.
Fabrication française.

Séparateur inox pour chariot de stockage.

Le séparateur 12025 Saint Romain.