

Sommier SUPERCONFORT 90*200

NOUVEAU



Codes :

Reference: SUPERCONFORT



Description :

CADRE:

20 lattes bois multiplis, section 53x8 mm assemblées sur embouts polypropylène.

Coloris noir.

Dimension hors tout (mm) : Largeur: 880 Longueur: 1980 Épaisseur: 45.

Poids: 13,10 kg par produit.

Fourni avec 4 pieds.

Autres dimensions nous consulter.

Cadre de lit SUPERCONFORT 90*200 C 20 L.N