

DYNAMOMETRE CHARDER MG4800

Codes :

Reference: C181000

**Description :**

Le dynamomètre à main Charder MG4800 est essentiel pour la réadaptation des personnes handicapées afin de les aider à atteindre et à maintenir leurs niveaux fonctionnels physiques optimales. Ce dynamomètre à poignée est idéal pour les ergothérapeutes et les médecins en réadaptation. Le dynamomètre Charder à main MG4800 est l'outil parfait pour la réhabilitation des personnes handicapées. Spécialement conçu pour la rééducation des bras. Ce dynamomètre manuel est équipé du mode max qui peut enregistrer la force de préhension maximale, le mode AVG qui peut donner une force moyenne de la main droite et gauche ainsi que le mode de comptage.

Dim. 100mm x 212mm x 55mm.

Poids 400 gr.

Fonctionne avec la batterie.

Capacité : 80 kg.

Graduation : de 100 gr à 20/40/80 kg.

DYNAMOMETRE CHARDER MG4800 Ref ; C181000